



BENMARİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	BIY.TL.10
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; materyalin istenilen ısıya getirilmesidir.

2. KAPSAM

laboratuvarlarda görevli biyokimya uzmanı, ve laboratuvar teknisyenlerini kapsar

3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur

4.UYGULAMA

- 4.1. Yeterli su seviyesine kadar içine su konur,
- 4.2. Uygun sıcaklık yarıları yapılır
- 4.3. Cihaz uygun sıcaklığa ulaştığında kullanılabilir.

5.İLGİLİ KAYITLAR:

İlgili bir kayıt yoktur.